

# מדיקליר

## Wound and + Eye Wash Spray



## תרסיס שטיפה וניקוי גוף זר מפצעים ומהעיניים Pathogens From Wounds and Eyes

### FACT BOX

Wound & Eyewash Spray

Market segments:

First Aid, OTC

**Composition:** Sterile 0.9% NaCl solution, Sterile 0,9% NaCl phosphate buffered solution or alternatively sterile Ringer solution.

**Product approvals:**

Registered according to MDD (Medical Device Directive, 93/42/EEC, Class IIa)

**Shelf life:** 3 years from production date.

**Packaging:** 100 ml

The wound and eyewash spray from Aurena Laboratories rinses and cleanses dust and dirt from wounds and eyes. Wound healing is supported by this isotonic saline spray, which mechanically removes foreign bodies, reduces pathogens, as well as blood, clot and dead tissue, moistening the tissue in the process.

תרסיס שטיפת הפצעים והעיניים משמש לשטיפה ולסילוק אבק ולכלוך מפצעים ועיניים. הגלדת הפצעים נתמכת על ידי תרסיס סליין זה, אשר מרחיק באופן מכאני גופים זרים, מפחית פתוגנים כמו דם, קרישים ורקמות מתות ומלחלח את הרקמות תוך כדי תהליך זה.

התרסיס פועל בכל זווית ומספק זרימה של תמיסת מי מלח איזוטוני סטרילי, חזקה מספיק כדי לשטוף קרישי דם וגופים זרים מפצעים אך רכה מספיק לשטיפת העיניים.

### יתרונות:

- הנוזל מתאים לשטיפה ולהרחקה של אבק ולכלוך מעיניים ומפצעים
- ניתן להשתמש במוצר על העיניים ועל פצעים
- היפואלרגני
- סטרילי
- קל לשימוש
- התרסיס פועל בכל זווית
- ניתן לשימוש עד הטיפה האחרונה

### הוראות שימוש:

- לפני השימוש, רססו כמות קטנה דרך הפיה.
- החזיקו את הפחית בכל זווית, במרחק של יותר מ-10 ס"מ מן הפצע או העין שבהם יש לטפל. עברו מעל לפצע/עין לניקוי ושטיפה יסודיים. יש להימנע ממגע ישיר עם פני השטח של הפצע/העין.